

tiresias.




Fix

Prueba de inteligencia fluida.

www.tiresias.cl

—
Evalúa con confianza.





Descripción general:

El Fix es un instrumento online desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile para evaluar la inteligencia fluida en sujetos desde los 16 hasta los 90 años. Es especialmente útil en contextos donde se requiere una rápida estimación de las habilidades intelectuales sin depender de conocimientos adquiridos en educación formal. Es ideal para aplicaciones individuales o grupales.


¿Qué mide?:

El Fix evalúa la inteligencia fluida o inteligencia no verbal y razonamiento lógico-abstracto del individuo.

Procedimiento:

Se realiza de forma autoguiada. Se aplica totalmente online de forma individual o grupal. El evaluado debe completar 20 ejercicios, ya sean matrices o series, seleccionando la alternativa correcta entre cinco opciones. La aplicación del test toma como máximo 10 minutos.

Ítem de ejemplo



Propiedades psicométricas:

El Fix fue estandarizado con una muestra de 375 personas. Presenta un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,85 que respalda su confiabilidad. Además, presenta una correlación de 0,81 con el WAIS-IV, indicando una relación significativa entre inteligencia general y razonamiento.

Reporte de resultados:

Una vez finalizada la evaluación, se obtiene un informe automático que proporciona una representación rápida de la inteligencia fluida del evaluado.

El reporte de Fix se presenta en dos niveles: comparación con la norma general y comparación con el grupo educativo del sujeto. Los resultados se muestran en puntaje percentil (1 a 99).

Ejemplo reporte:

Introducción al informe


El test **FIX** es una prueba de razonamiento abstracto no verbal e inteligencia fluida, la cual permite una rápida estimación de las capacidades intelectuales generales.

La validez de los resultados de **FIX** dependerá de que se haya aplicado de acuerdo a las instrucciones indicadas en el Manual de Aplicación.

Los resultados deberán ser interpretados con cautela y por profesionales debidamente capacitados. Asimismo, es labor del profesional integrar este resultado con el resto de la información obtenida. El resultado de **FIX** no reemplaza el diagnóstico, el cual solo debe ser hecho por el clínico.

Resultados

Puntaje Percentil FIX



Interpretación del Puntaje Percentil FIX

Para su interpretación, los puntajes **FIX** se distribuyen normalmente en la población. Éstos se encuentran expresados en percentiles, por lo que un puntaje promedio se ubica dentro de los percentiles 25 y 75. Dentro de este rango de puntajes, encontramos al 50% de la población. Así, la norma es definida bajo un criterio estadístico y es específica para cada rango etario.



Enlaces de interés:

[Reporte técnico batería de Prueba de inteligencia fluida Fix](#)
[¡Cómpralo Aquí!](#)



**Más allá de la intuición,
evalúa con ciencia.**